

Coban

Kohesiv kompressionsbinda – ytterlager i flerlayersbandage

Innehåll

Elastisk kompressionsbinda med eller utan latex.

Egenskaper

Häftar i sig själv men inte på omgivande kompresser eller liknande. En binda räcker vanligen till hela underbenet.

Är inte avsedd för återanvändning.

Indikation

Venösa bensår.

Tänk på

Försiktighet med dubbelbandage till patienter med uttalad arteriell insufficiens, patienter med en kombinerad venös och arteriell insufficiens bör ha ett ankeltryck över 80 mm Hg eller ett ankel - armindex över 0,8.

Applicering och bytesfrekvens

Linda inte av lindan från rullen före appliceringen. Det elastiska kohesiva kompressionslagret appliceras med spiralteknik i cirkelturer från tårna upp till knät med 50% sträckning och 50% överlappning. Kohesiva bandage kan sitta på plats under mycket lång tid. Flerlayersbandage byts vanligen 1 gång i veckan.

Storlekar

Coban med latex 10cm x 2,6 m sträckt 6 m

Coban utan latex 10cm x 2,6 m sträckt 6 m

Leverantör

3M Svenska AB