

DuoDERM® förband: Standard; Extra Thin; Mini

Ocklusiva gelbildande hydrokolloidplattor

Innehåll

DuoDERM Standard (vanlig) sårplatta består av ett yttre polyuretanskums-lager och under detta finns ett skikt som består av gelatin 30%, pektin 30%, och natriumkarboxymetylcellulosa 30%. *DuoDERM Extra Thin* innehåller även elastomerer.

Egenskaper

Polyuretanskum absorberar sårsekret, gelatin och cellulosa ökar absorptionen, pektin sänker pH-värdet till cirka 5,5 - andra plattor har ett pH-värde på 7-8. Ett lägre pH värde motverkar ökning av ett flertal patogena mikroorganismer vilket minskar risken för infektioner.

DuoDERM är bakterietätt under flera dagar och är då en effektiv barriär mot t.ex.

Staphylococcus aureus och *Pseudomonas aeruginosa*. Inte heller virus som HIV-1 eller hepatit B tränger igenom. Gelen gör att kroppens egna fibrinolytiska system aktiveras och ger en nekros- och fibrinupplösande effekt. Fibrin nedbrytningen drar till sig makrofager vilka producerar tillväxtfaktorer och faktorer som stimulerar till kärnbildning. Den gula gel som bildas av plattan skall inte förväxlas med pus. När man börjar lägga om med hydrokolloidala förband kan sårsekretionen öka under de första 1-2 veckorna, vilket är helt normalt, men kräver tätare omläggningstillfällen. Dessa kan senare glesas ut till 1 gång/vecka.

Indikationer

Lätt till måttligt vätskande bensår, trycksår, operationssår, brännskador, tagställen samt diverse mindre sår som t.ex. skavsår och självsprickor. Sår med svarta (**inte till torra svarta gangrän**) och gula nekroser, fibrinbeläggning och gulsmetig sårbotten samt även sår med granulations- och epitelvävnad.

Undvik

- kliniskt infekterade sår
- djupa nekrotiska diabetessår
- sår hos patienter vid uttalad perifer arteriell insufficiens - kritisk ischemi
- försiktighet hos patienter med ryggmärgsskada, som har svårt att reglera kroppstemperaturen och kan få trycksår förvärrade av ocklusiva förband
- försiktighet med *DuoDERM Extra Thin* eller *DuoDERM Signal* till patienter som är häftkänsliga (kolofoniumallergiska)

Beredningsformer och storlekar

DuoDERM Standard - till sår med lite eller normal sekretion, innehåller **inte** elastomerer och ger inga allergier.

Storlekar: 10x10, 20x20 cm

DuoDERM Extra Thin - för ytliga sår med liten sekretion. Lämplig att sätta på svårbandagerade områden, t.ex. öron och fingrar. Kan även användas som skydd för att förebygga skavsår eller trycksår. Innehåller elastomerer.

Storlekar: 5x10, 5x20, 7,5x7,5, 10x10, 15x15 cm.

DuoDERM Mini - har en extra vidhäftande spärrkant lämplig att använda till mindre sår med lite sekretion, speciellt på svårbandagerade ställen.

Storlek: 5x5 cm

DuoDERM Signal™ - för ytliga sår med liten sekretion. Lämplig att sätta på svårbandagerade områden, t.ex. häl och sakrum. Kan även användas som skydd för att förebygga skavsår eller trycksår. Kan användas som primär- och sekundärförband. Innehåller elastomerer.

Storlek

10x10 cm.

Leverantör

ConvaTec Wound Therapeutics™