

Helicobacter pylori-antigen i faeces

Indikation

För diagnostik av *Helicobacter pylori* kan antigenet påvisas direkt i faeces. Testet är endast kvalitativt men har hög tillförlitlighet och är dessutom i högsta grad patientvänligt. Testet kan användas både för diagnostik (ihop med andra parametrar och klinisk bild) och för kontroll efter avslutad eradikeringsbehandling. Falsk negativitet kan förekomma om patienten under den närmaste 14-dagars-perioden före provtagningen stått på antibiotika, protonpumpshämmare eller vismut.

Provmaterial

Faeces.

Analysprincip

Kvalitativ antigen-identifiering.

Provtagningsmaterial

Tomt plaströr utan tillsatser med sked.

Provtagning

Faeces av minst en ärtas storlek tas från blöja, värmedesinfekterat bäcken eller faeces lagt på toalettpapper i ett rent kärl.

Faeces förs ned i röret, locket tillskruvas ordentligt. Märk med patientidentifikation, avdelning och provtagningsdatum.

Provtransport

I väntan på transport förvaras provet i kylskåp.

Bedömning och svarsrutiner

I provsvaret anges eventuell förekomst av *Helicobacter*antigen. Om antigen förekommer kan det tolkas som en mycket stark indikation på en aktuell infektion.

Analys sker, med få undantag, varje vardag och svar kan förväntas senast efter två vardagar.