

HTLV I/II

Metoder	Serologi (antikroppspåvisning) HTLV I/II antikroppar
Provmaterial	Serum, plasma Serumrör (med eller utan gel). Plasmarör (enbart EDTA). Obs! Tillsatser som heparin och citrat ska inte användas.
Provtåg	För serologisk analys krävs 1 ml prov/analys i 10-ml rör utan tillsats. I undantagsfall kan analysen utföras med mindre blodmängd, minirör 1-2 ml eller kapillärrör.
Svarsrutiner	Analysen utförs varje vardag. Akuta prover besvaras elektroniskt eller rings ut samma dag som prov ankommit till laboratoriet Svarstid: 1-2 dagar. Svarstider avser tiden från provet ankommit till laboratoriet till dess svar går ut. Svarstider kan avvika vid helger och helgdagar.

[Provtagningsanvisningar](#)