

Snabb-PCR, Norovirus (GeneXpert)

Snabbanalys av Norovirus med hjälp av GeneXpert instrumentering placerade på Klinisk kemi 24/7 verksamhet.

Metoder	PCR (viruspåvisning RNA) Norovirus Typ GG1 (kvalitativ) Norovirus Typ GG2 (kvalitativ)
Provmaterial	PCR (viruspåvisning RNA) Faeces, rektalsvabb Provtagning av rektalsvabb sker i upphandlade E-swab rör. Faeces tas i avsedd upphandlad faecesburk.
Provåtgång	För PCR-analys av rektalsvabbprov rekommenderas att provpinne skickas i ca 1 ml provvätska. För analys av faeces behövs en mängd motsvarande ”storleken av en ärtä”.
Svarsrutiner	PCR (viruspåvisning RNA) Kvalitativ analys av norovirus (RNA) utförs dagligen på 24/7 verksamheter tillhörande klinisk kemi på Östra, Mölndal, Sahlgrenska och från och med den 10/1-2024 även på Kungälv. Svarstid: ca 3-4 timmar efter ankomst till laboratoriet.

[Provtagningsanvisningar](#)