

Toxoplasma gondii

Metoder	PCR (påvisning DNA) Toxoplasma gondii-DNA (kvalitativ). OBS! PCR utförs ej på serum. Serologi (antikroppspåvisning) Toxoplasma gondii-antikroppar IgG, IgM. Ingår även i analysblocken Neurotrofa virus och TORCH.
Provmaterial	PCR (påvisning DNA) EDTA-blod, glaskropp, cerebrospinalvätska ("likvor"), vävnadsmaterial Serologi (antikroppspåvisning) Serum
Provåtgång	För PCR-analys krävs 0,5 ml prov. För serologisk analys krävs minst 0,5 ml serum.
Svarsrutiner	PCR (viruspåvisning DNA) Toxoplasma gondii-DNA (kvalitativ) utförs 2 ggr/vecka. Svarstiden är 1-7 dagar. Serologi (antikroppspåvisning) Toxoplasma gondii-antikroppar IgG utförs varje vardag. Toxoplasma gondii-antikroppar IgM utförs varje vardag. Svarstid 1-3 dagar. Svarstider avser tiden från provet ankommit till laboratoriet till dess svar går ut. Svarstider kan avvika vid helger och helgdagar.

Provtagningsanvisningar