

## ***Suprasorb G***

Gelspruta

*Suprasorb G* är en amorf gel i en färdigfylld spruta.

### **Innehåll**

Gelen innehåller CMC polymerer och 18% propylenglykol

### **Egenskaper**

*Suprasorb G gel* ger en idealisk sårmiljö och behandlar såret ifrån sårbotten. Den höga vattenhalten i gelen ger en mjuk sårmiljö, vilket behandlar och mjukar upp nekrotisk vävnad utan att störa sår läkningen. Gelen har en analgetisk effekt och är lätt att byta utan smärta. Den flytande gelen är förpackad i praktisk spruta, för att underlätta applicering samt att man använder hela mängden gel i förpackningen.

### **Indikationer**

*Suprasorb G* är lämplig vid ytliga sår såsom nekrotiska, lätt vätskande sår samt vid 1:a och 2:a gradens brännskador. Vidare kan man använda förbandet vid hudtransplantationer med nekroser runt området, då efter 5:e dagen.

### **Storlek**

*Suprasorb G gel*  
tub 6, 20 g

### **Leverantör**

Lohmann &Rauscher