

Snabb-PCR, SARS-CoV-2 (VitaPCR)

OBS! Denna analys har utförts på Klinisk kemi akutlab (24/4-verksamhet), men kommer från och med den 22/6-2023 inte längre vara beställningsbar. Kit kommer inte kunna beställas ifrån marknadsplatsen from 5/6-2023.

Om akut SARS-CoV-2-RNA-analys önskas, beställ SARS-CoV-2 (Covid-19), influensa A+B och RS-virus med GeneXpert [KMIKAD112524](#).

Metoder	PCR (viruspåvisning RNA) SARS-CoV-2 RNA (kvalitativ)
Provmaterial	PCR (viruspåvisning RNA) Nasopharynxsekret provtaget med flockad pinne i avsett transportmedium i speciellt avsett provrör. Se namn och artikelnummer nedan för beställning på marknadsplatsen.
Provåtgång	Ej relevant. Rör med transportmedium finns endast i en volym.
Svarsrutiner	PCR (viruspåvisning RNA) Kvalitativ analys av SARS-CoV-2 (RNA) utförs dagligen på 24/7 verksamheter tillhörande klinisk kemi på klinisk kemi på Sahlgrenska, Östra, Mölndal, Alingsås och Kungälv. Svarstid: ca 2-4 timmar efter ankomst till laboratoriet.

[Provtagningsanvisningar](#)

Namn på Provtagningsrör och artikelnummer för beställning på marknadsplatsen:

Namn: VitaPCR, provtagnings- och analysreagens SARS-CoV-2

Artikelnummer: **200005371**